

# RNA-Oligonucleotide von biomers.net

mit HPLC-Reinigung und Maldi-Qualitätskontrolle

ab  
**45,89<sup>1</sup>**  
— € —

## JETZT NEU! RNA-Staffelpreise für die Scales RS27 und RS40

Länge	Synthese-Scale	Ausbeute (HPLC) <sup>2</sup>
12-27 Basen	RS27	> 2 OD
28-40 Basen	RS40	> 3 OD

## Aktuelles Sonderangebot



Synthese-Scale	Anzahl der Oligos pro Auftrag <sup>3</sup>	Preis pro Oligo (EUR) <sup>4</sup>
RS27	≥ 1	69,00 €
	≥ 6	62,10 €
	≥ 12	55,20 €
	≥ 24	48,30 €
RS40	≥ 1	129,00 €
	≥ 6	116,10 €
	≥ 12	103,20 €
	≥ 24	90,30 €

Für Sie haben wir unser Angebot an RNA-Oligonucleotiden vollständig überarbeitet und freuen uns, Ihnen unsere neuen verfügbaren Scales vorzustellen.

Gerade für größere Bestellungen von RNA-Oligos mit einer Länge von 12-40 Basen eignen sich die Scales RS27 und RS40 hervorragend. In Kombination mit unseren neuen Staffelrabatten erhalten Sie Ihr RNA-Oligo bereits ab **45,89 EUR**.

Die Reinigung mittels HPLC ist bereits im Preis inbegriffen.

1 Der Staffelpreis (24 Stück) pro RNA-Oligo im Scale RS27 ist in EUR (€) zzgl. MwSt. inklusive Frühaufsteher-Rabatt.

2 Die angegebenen Mengen geben die garantierte Liefermenge in OD an, die daraus resultierenden Werte in µg und nmol hängen von der Länge des Oligonucleotids ab. Die Mengenwerte gelten für gemischte Sequenzen und können für Sequenzen mit starken Sekundärstrukturen und Homopolymere abweichen.

Die Reinigung mit PAGE ist auf Anfrage möglich.

3 Die Anzahl der Oligos pro Auftrag bezieht sich jeweils auf die Scales RS27 und RS40.

4 Die Preise sind in EUR (€) zzgl. MwSt. und ggf. Versandkosten. Diese Scales gelten für unmodifizierte RNA-Oligos gemischter Sequenz mit einer Länge von 12-40 Basen.

# RNA-Oligonucleotide von biomers.net

mit HPLC-Reinigung und Maldi-Qualitätskontrolle



## RNA-Oligonucleotide von 2-120 Basen Länge

RNA-Oligonucleotide in verschiedenen Längen und Scales - genau auf Ihre Forschung abgestimmt.

Länge	Synthese-Scale	Menge (HPLC) <sup>5</sup>	Menge (PAGE) <sup>5</sup>	Preis pro Oligo (EUR) <sup>6</sup>
2-7 Basen	RM7	> 2 OD	-	70,00 €
	RL7	> 5 OD	-	155,00 €
8-27 Basen	RM27	> 5 OD	> 1 OD	70,00 €
	RL27	> 10 OD	> 3 OD	155,00 €
28-40 Basen	RM40	> 5 OD	> 1 OD	135,00 €
	RL40	> 10 OD	> 3 OD	290,00 €
41-60 Basen	RM60	> 2 OD	> 1 OD	290,00 €
	RL60	> 5 OD	> 3 OD	675,00 €
61-80 Basen	RM80	> 2 OD	> 1 OD	390,00 €
	RL80	> 5 OD	> 3 OD	975,00 €
81-100 Basen	RM100	-	> 1 OD	549,00 €
101-120 Basen	RM120	-	> 1 OD	649,00 €

## Large Scale RNA-Oligonucleotide

Scale	RXL27-5MG	RXXL27-10MG	RXXL27-25MG	RXXL27-50MG
Menge (mg)	> 5 mg	> 10 mg	> 25 mg	> 50 mg
Menge (OD), ca.	170 OD	350 OD	850 OD	1700 OD
Menge (µmol) 20mer, ca.	0,75 µmol	1,5 µmol	3,5 µmol	7,5 µmol
Preis pro Oligo inkl. HPLC (€) <sup>7</sup>	990,00 €	1.320,00 €	2.310,00 €	3.230,00 €

5 Die angegebenen Mengen geben die garantierte Liefermenge in OD an, die daraus resultierenden Werte in µg und nmol hängen von der Länge des Oligonucleotids ab. Die Mengenwerte gelten für gemischte Sequenzen und können für Sequenzen mit starken Sekundärstrukturen und Homopolymere abweichen.

Die Reinigung mit PAGE ist auf Anfrage möglich. Die Maldi-Massenspektrometrie ist bis zu einer Länge von 45 Basen inklusive.

6 Die Preise sind in EUR (€) zzgl. MwSt. und ggf. Versandkosten. Diese Scales gelten für unmodifizierte RNA-Oligos gemischter Sequenz mit einer Länge von 2-120 Basen.

7 Die Preise sind in EUR (€) zzgl. MwSt. und ggf. Versandkosten. Die Preise für Large Scale RNA-Oligonucleotide gelten für unmodifizierte Oligos gemischter Sequenz mit einer Länge von 8-27 Basen.

BMN\_2005\_DE/09\_2017